

Vertex

Orthoplast

- (GB)
- (LV)
- (NL)
- (LT)
- (D)
- (PL)
- (F)
- (CZ)
- (E)
- (SK)
- (P)
- (H)
- (I)
- (SLO)
- (M)
- (RO)
- (DK)
- (BG)
- (N)
- (GR)
- (S)
- (TR)
- (FIN)
- (RUS)
- (EST)
- (J)

Vertex-Dental B.V.
The Netherlands
+31 (0)30 6976749
www.vertex-dental.com



1

max 9 min

Manual handling time	Priežiūros rankinio valdymo režimu laikas
Handmatige verwerkingstijd	Čas obrábki řečnej
Manuelle Verarbeitungszeit	Čas ručného zpracování
Temps de traitement manuel	Čas ručného spracovania
Tiempo de procesamiento manual	Kézi feldolgozás időtartama
Tempo de manuseamento	Čas ročne obdelave
Tempo di lavorazione manuale	Perioada de prelucrare manuală
Fin ta l-immanigġjar manuali	Čas ročne obdelave
Manuel behandlingstid	Време на ръчна обработка
Manuell händteringstid	Χρόνος χειρισμού με το χέρι
Manuell hanteringstid	Еле чагштра сүresi
Manuaalinen käsittelyaika	Време ручной обработки
Käsilaadimise aeg	手作業時間
Uzraudzības rokas vadības režimā laiks	

2

2.5 bar / 36 PSI

55°C

20 min

METHOD

A ← **B** →

1

1 ml : 2,1 g

Mix ratio	Maisījuma sastāvdaļu attiecība
Mengverhouding	Mišinio komponentų santykis
Mischverhältnis	Proporcje mieszanki
Taux de mixage	Směšovací poměr
Proporción de la mezcla	Pomer miešania
Proporção de mistura	Kevertési arány
Rapporto di dosaggio	Mešalno razmerje
Proporção tat-tahita	Raport de amestecare
Mix ratio	Смесителна пропорция
Blandingsforhold	Ανολογία ανάμιξης
Blandningsförhållande	Karşın Oranı
Sekoitussuhde	Пропорция смешивания
Segu vahekord	混合比率

2

3

20 sec

4

9 min

Dough time	Maisījuma stingšanas laiks
Deegtijd	Mišinio stingimo laikas
Teiganmischzeit	Čas utwardzania
Temps de fermentation	Čas tvrzenia
Tiempo de formación de la masa	Čas tvrdnutia
Tempo de formação da pasta	Masszaállapot időtartama
Tempo di solidificazione della pasta	Čas gnetne mase
Fin biex tiffirma l-ghagna	Perioada de așteptare
Forberedningstid for dejmasse	Време на смесване
Deigtid	Χρόνος ζύμωσης
Deigtid	Hamur Süresi
Taikinan käsittelyaika	Время смешивания
Täidise aeg	練り時間

5

max 6 min

Manual handling time	Priežiūros rankinio valdymo režimu laikas
Handmatige verwerkingstijd	Čas obrábki řečnej
Manuelle Verarbeitungszeit	Čas ručného zpracování
Temps de traitement manuel	Čas ručného spracovania
Tiempo de procesamiento manual	Kézi feldolgozás időtartama
Tempo de manuseamento	Čas ročne obdelave
Tempo di lavorazione manuale	Perioada de prelucrare manuală
Fin ta l-immanigġjar manuali	Čas ročne obdelave
Manuel behandlingstid	Време на ръчна обработка
Manuell händteringstid	Χρόνος χειρισμού με το χέρι
Manuell hanteringstid	Еле чагштра сүresi
Manuaalinen käsittelyaika	Време ручной обработки
Käsilaadimise aeg	手作業時間
Uzraudzības rokas vadības režimā laiks	

6

2.5 bar / 36 PSI

55°C

20 min

7

2.5 bar / 36 PSI

55°C

20 min