

ADVANTAGES

- Immediate and long lasting action.
- Free of HEMA and glutaraldehyde.
- Solution 1 contains potassium phosphate which opens the tubules.
- Solution 2 contains calcium which seals the tubules and remineralizes the surface.

VENTAJAS

- Acción inmediata y duradera.
- No irrita los tejidos debido a que no contiene HEMA ni glutaraldehído.
- Solución 1 con fosfato de potasio que abre os canalículos.
- Solución 2 con calcio que sella los canalículos y remineraliza la superficie.



SENSI KILL

Dentin Desensitizer
Desensibilizador dental

INDICATIONS

- Remineralizer.
- Desensitizer for cervical erosion areas, after crown placement and prosthetics.
- Desensitizer after periodontal curettage.
- Desensitizer before and after vital bleaching procedures.

PACKAGING

- Kit containing 5mL of Solution 1 and 5 mL of Solution 2.

INDICACIONES

- Remineralizador.
- Desensibilizador para las regiones de erosión cervical después de la colocación de coronas y prótesis.
- Desensibilizador posterior al curetaje periodontal.
- Desensibilización anterior y posterior a los procesos de aclaramiento vital.

PRESENTACIÓN

- Estuche con 5 ml de solución 1 y 5 ml de solución 2.