

**ADVANTAGES**

- Alpha Seal and Alpha Seal Light are sealants without any filler, presenting an excellent flowability. Fills the deepest pit and fissure, without the need of burs.

**VENTAJAS**

- Alpha Seal es un sellador sin carga, que presenta una excelente fluidez. Penetra fácilmente en los surcos y puntos sin que previamente sea necesario usar brocas.



## ALPHA SEAL Auto ALPHA SEAL Light ALPHA SEAL Auto XL

Pit and Fissure Sealants  
Sellador de fisuras y fosetas.

**APPLICATION**

- Alpha Seal is specially designed to seal structure defects on occlusal surfaces in permanent and deciduous teeth.
- Alpha Seal is a chemically cured sealant.
- Alpha Seal Light is a light activated sealant.

**PACKAGING**

- Alpha Seal Auto: kit with sealant A 2.5 mL, sealant K 2.5 mL, Alpha Acid 10 mL.
- Alpha Seal Auto XL: kit with sealant A 5.5 mL, sealant K 5.5 mL, Alpha Acid 10 mL.
- Alpha Seal Light: kit with sealant 5 mL, Alpha Acid 10 mL.

**INDICACIONES**

- Alpha Seal tiene una fórmula elaborada especialmente para sellar los defectos estructurales de la superficie oclusal de los dientes posteriores deciduos y permanentes.
- Alpha Seal se polimeriza químicamente.
- Alpha Seal Light es fotoactivado.

**PRESENTACIÓN**

- Se encuentra en todas las formas de presentación en los colores rosa o incoloro. El color rosa permite realizar un mejor trabajo de visualización y control.
- ALPHA SEAL AUTO: Estuche con 2.5 ml de sellador A, 2.5ml de sellador K, 10ml de Alpha Acid.
- ALPHA SEAL AUTO XL: Estuche con 5.5 ml de sellador A, 5.5ml de sellador K, 10ml de Alpha Acid.
- ALPHA SEAL LIGHT: En los colores: Rosa/Incoloro. Estuche con 5ml de sellador, 10ml de Alpha Acid.