

**ADVANTAGES**

- Low solubility.
- Minimum film thickness.
- High compressive strength.
- Fluoride release.
- Excellent adhesion to the tooth structure.
- Radiopaque due to strontium action.
- Biocompatible.

**VENTAJAS**

- Baja solubilidad.
- Mínimo espesor de película.
- Excelente adhesión a la estructura del diente.
- Liberación de iones fluoruro.
- Alta resistencia a la compresión.
- Radiopaco por acción del estroncio.
- Biocompatible.



**VITRO CEM**

Glass Ionomer Cement  
Cemento de Ionómero de vidrio

**INDICATIONS**

- Cementation of metal inlays and onlays, crown, bridges and endodontic pins.
- Cementation of orthodontic bands.
- Lining.

**PACKAGING**

- Kit with 1 bottle of powder of 10g and 1 bottle of liquid of 8mL.
- Box with 1 bottle of powder of 15g.
- Box with 1 bottle of powder of 33g.
- Box with 1 bottle of liquid of 8mL.

**INDICACIONES**

- Cementación de restauraciones metálica fundida, coronas, puentes metálicos y pernos intrarradiculares.
- Fijación de bandas ortodóncicas.
- Preparación de cavidades.

**APRESENTACIÓN**

- Estuche con 1 frasco de polvo con 10g y 1 frasco de líquido con 8ml.
- Caja con 1 frasco de polvo con 15g.
- Caja con 1 frasco de polvo con 33g.
- Caja con 1 frasco de líquido con 8mL.