

ADVANTAGES

- Light activated.
- Triple curing.
- Excellent adhesion to tooth structure.
- Fluoride release.
- Good esthetic properties with option of colour A1 or A3.
- Condensable mix; non sticky.
- Total biocompatibility with the tooth.
- Excellent mechanical properties.

VENTAJAS

- Fotoactivado.
- Triple curado.
- Excelente adhesión a la estructura del diente.
- Liberación de iones fluoruro.
- Excelente aspecto visual; dos opciones de colores A1 o A3.
- Mezcla condensable, no pegajosa.
- Totalmente biocompatible con el diente.
- Excelentes propiedades mecánicas.

**VITRO FIL LC**

Light Activated Glass Ionomer Dental Restorative Cement
Cemento de ionómero de vidrio restaurador
fotopolimerizable

INDICATIONS

- Restorations of anterior permanent teeth, and anterior and posterior deciduous teeth.
- Core build-up.
- Cavity liner.

PACKAGING

- Kit containing:
1 bottle of powder A3 or A1 with 5g
1 bottle of liquid with 2.5mL
1 bottle of Primer with 2.5mL
1 bottle of Alpha Bond with 5mL.

INDICACIONES

- Restauraciones en dientes permanentes anteriores y en dientes deciduos anteriores y posteriores.
- Confección de muñones.
- Preparación de cavidades.

PRESENTACIÓN

- Estuche con:
1 frasco de polvo A3 o A1 con 5g
1 frasco de líquido con 2,5ml
1 frasco de primer con 2,5ml
1 frasco de Alpha Bond con 5ml.